



HEINE ヘッドライト・双眼ルーペ



HEINE ML4 プラス LED ヘッドライト



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

より鮮明に、より自然な色の照明 コンパクトかつ優れたデザイン

HEINE ML4 プラス LED ヘッドライトは鮮明でより自然な色を実現し、照射野内を均一に照らす高品質な照明光を提供します。
また視野範囲を調整でき、防塵性を高めたスッキリとしたデザインで、快適にお使いいただけます。



| | |
|------------|----------------------------------|
| 照 度 | 約90000lx(作業距離180mmにおいて) |
| 色温度 | 約5500K |
| 照射野径 | 約φ30～80mm(作業距離420mmにおいて) |
| LED寿命 | 約50000時間 |
| 連続使用時間 | 約8.5時間(mPack使用) 約3.5時間(アンプラグド使用) |
| 充電時間 | 約2時間(mPack使用) 約2時間(アンプラグド使用) |
| 演色評価数(CRI) | Ra≥90 |



快適にフィット

HEINE ML4 プラス LEDヘッドライトのヘッドバンドは頭部にフィットし、長時間の手術も快適に行えます。



選べる電源

コードレスのアンプラグドタイプと長時間の使用を可能にするベルト式のmPackタイプの2種類から選択できます。



スポットサイズ

照射野径は約φ30～φ80mmまで調節可能。
※作業距離420mmにおいて

基本組み合わせ

HEINE ML4 プラス LED ヘッドライト



本体：HEINE ML4 プラス LED ヘッドライト(mPack用コード付)★

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-060-75 | J008.31.410 | ¥200,000 |

別売品：HEINE mPack,充電池のみ

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-066-91 | X007.99.671 | ¥94,000 |

別売品：HEINE mPack/mPack ルーペライト兼用充電器

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-068-01 | X095.16.315 | ¥22,000 |



mPack,充電池のみ
mPack/mPack ルーペライト兼用充電器



ヘッドライト 本体

mPack

充電器

= ¥316,000

オプション



アンプラグド充電電池 装着時



収納時



① HEINE アンプラグド充電電池

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-066-94 | X007.99.665 | ¥120,000 |

② HEINE アンプラグド用充電器

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-068-02 | X095.16.316 | ¥34,000 |

③ HEINE アンプラグド用壁掛充電器

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-068-25 | X095.17.310 | ¥67,000 |

④ HEINE アンプラグド用卓上スタンド

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-092-02 | A000.00.315 | ¥26,000 |

⑤ HEINE ヘッドライト用偏光フィルターセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-060-73 | J000.31.326 | ¥31,000 |

⑥ HEINE ヘッドライト用ケース

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-060-41 | A010.00.003 | ¥42,000 |

⑦ HEINE HRループ用セット, Sガード+i-viewループブラケット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-059-74 | J000.31.380 | ¥84,000 |

⑧ HEINE ヘッドライト用電源接続用コード, 1.6m

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-060-69 | X000.99.667 | ¥8,900 |

双眼ループとの組み合わせ



ヘッドライト 本体



双眼ループ

本体：HEINE 双眼ループのみ、ヘッドライト用(i-view, Sガード付)★★

| 注文コード | 品 番 | 作業距離 / 倍 率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-50 | J000.31.370 | 340mm / 2.5倍 | ¥249,000 |
| ②136-093-51 | J000.31.371 | 420mm / 2.5倍 | ¥249,000 |
| ③136-093-52 | J000.31.372 | 420mm / 3.5倍 | ¥220,000 |
| ④136-093-53 | J000.31.373 | 340mm / 4倍 | ¥220,000 |
| ⑤136-093-54 | J000.31.374 | 340mm / 6倍 | ¥220,000 |

①～⑤よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ループ(Sガード付)、i-view ループブラケット用滅菌レバー、レンズ拭き



双眼ループ組合せ例

★一般医療機器

届 出 番 号：27B1X0002400004

一般の名称：額帯灯

販 売 名：ハインズ額帯灯

★★一般医療機器

届 出 番 号：27B1X00024000047

一般の名称：双眼ループ

販 売 名：双眼ループ

HEINE ML4 プラス LED ヘッドライト



LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

HEINE ML4 プラス LED ヘッドライト+双眼ルーペSガードなしセット(受発注品)

HEINE ML4 プラス+2.5倍x340mmルーペ,Sガードなし mPackセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-059-92 | J008.31.452 | ¥520,000 |

HEINE ML4 プラス+2.5倍x420mmルーペ,Sガードなし mPackセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-059-93 | J008.31.453 | ¥520,000 |

HEINE ML4 プラス+2.5倍x520mmルーペ,Sガードなし mPackセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-059-94 | J008.31.463 | ¥520,000 |

HEINE ML4 プラス+3.5倍x420mmルーペ,Sガードなし mPackセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-059-95 | J008.31.454 | ¥540,000 |

HEINE ML4 プラス+4倍x340mmルーペ,Sガードなし mPackセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-059-96 | J008.31.456 | ¥540,000 |

HEINE ML4 プラス+6倍x340mmルーペ,Sガードなし mPackセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-059-97 | J008.31.457 | ¥540,000 |



オプション



① HEINE 双眼ルーペHR用プロテクティブレンズ,着脱式(5組入)

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-075-72 | C000.32.537 | ¥20,000 |

② HEINE 双眼ルーペHRP用プロテクティブレンズ,着脱式(1組入)

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-025-75 | C000.32.027 | ¥6,000 |

③ HEINE ヘッドライト用偏光フィルターセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-060-73 | J000.31.326 | ¥31,000 |

④ HEINE 滅菌レバー,LEDヘッドライト,アップグレードキット用(5本入)

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-075-25 | C000.32.399 | ¥6,800 |

⑤ HEINE レンズ用クリーニング液(2本入)

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-026-99 | C000.32.542 | ¥7,500 |

HEINE LED マイクロライト2



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

| | |
|-------------|--|
| 照 度 | 約5500lx (作業距離180mmにおいて) |
| 色温度 | 約4000K |
| 照射野径 | 約φ80mm (作業距離420mmにおいて) 約φ95mm (作業距離520mmにおいて) |
| LED寿命 | 約50000時間 |
| 連続使用時間 | 約4時間 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 演色評価数 (CRI) | Ra≥90 |

一般医療機器
届 出 番 号 : 27B1X00024000004
一般的名称 : 額帯灯
販 売 名 : ハイネ額帯灯

HEINE LED マイクロライト2(受発注品)



HEINE LED マイクロライト2, 軽量ヘッドバンドタイプ

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-060-51 | J008.31.277 | ¥260,000 |

[セット内容]

マイクロライト2、ヘッドバンド、ケーブル、mPack mini、USBケーブル(アダプター付)、ベルトクリップ、ガーメントクリップ×2、交換用ケーブル、専用ケース



mPack mini



USBケーブル
アダプター



ベルトクリップ



HEINE LED マイクロライト2, Sフレームタイプ

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-093-55 | J008.31.276 | ¥280,000 |

[セット内容]

マイクロライト2、Sフレーム、ケーブル、mPack mini、USBケーブル(アダプター付) ベルトクリップ、ケーブルクリップT字型×5、ヘッドバンド用ケーブル押さえ×2、ケーブルクリップ、ガーメントクリップ×2、リテイニングコード、レンズ拭き、ドライパー、交換用ケーブル、専用ケース



mPack mini



USBケーブル
アダプター



ベルトクリップ

オプション

HEINE mPack mini充電池のみ

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-066-98 | X007.99.649 | ¥77,000 |

HEINE USBケーブル(アダプター付 ベータハンドル/mPack mini充電池用)

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-061-48 | X000.99.303 | ¥13,000 |

HEINE ベルトクリップ mPack mini充電池用

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-061-32 | X000.99.006 | ¥2,600 |



フレキシブルに曲がるフレーム、
大きなノーズパッドでフィット感に優れています。

視界の隅々まで明るくクリアな視野像を提供します。
必要に応じて、水洗いができます。

i-Viewローリングアップシステム

付属の滅菌レバーを回すことにより、肉眼で
焦点部位の周囲を簡単に確認できます。



HEINE HR双眼ルーペ Sフレーム装着例

設定自在なアングル方式

アームの角度調整により、ルーペアングル設定が
自在に調節できます。



HEINE HRP双眼ルーペ Sフレーム装着例

双眼ルーペ 組み合わせ

Sフレームタイプ

HEINE HR双眼ルーペ Sフレームセット

| 注文コード | 品 番 | 作業距離 / 倍 率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-57 | C000.32.355 | 340mm / 2.5倍 | ¥240,000 |
| ②136-093-58 | C000.32.356 | 420mm / 2.5倍 | ¥240,000 |
| ③136-093-59 | C000.32.567 | 520mm / 2.5倍 | ¥240,000 |

①～③よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、Sフレーム、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズ拭き、リテイニングコード、専用ケース



HR双眼ルーペ装着時

HEINE HRP双眼ルーペ Sフレームセット

| 注文コード | 品 番 | 作業距離 / 倍 率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-60 | C000.32.430 | 420mm / 3.5倍 | ¥260,000 |
| ②136-093-61 | C000.32.431 | 340mm / 4倍 | ¥260,000 |
| ③136-093-62 | C000.32.432 | 340mm / 6倍 | ¥260,000 |

①～③よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、Sフレーム、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズ拭き、リテイニングコード、専用ケース



HRP双眼ルーペ装着時

HEINE HRルーペ SフレームセットもしくはHEINE HRPルーペ Sフレームセットをお持ちの方は、双眼ルーペのみをご購入していただくことで双眼ルーペを交換してご使用いただけます。

HEINE HR双眼ルーペのみ Sフレーム用

| 注文コード | 品 番 | 作業距離 / 倍 率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-63 | C000.32.595 | 340mm / 2.5倍 | ¥180,000 |
| ②136-093-64 | C000.32.596 | 420mm / 2.5倍 | ¥180,000 |
| ③136-093-65 | C000.32.597 | 520mm / 2.5倍 | ¥180,000 |

①～③よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズ拭き、ドライバー、専用ケース

HEINE HRP双眼ルーペのみ Sフレーム用

| 注文コード | 品 番 | 作業距離 / 倍 率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-66 | C000.32.720 | 420mm / 3.5倍 | ¥200,000 |
| ②136-093-67 | C000.32.721 | 340mm / 4倍 | ¥200,000 |
| ③136-093-68 | C000.32.722 | 340mm / 6倍 | ¥200,000 |

①～③よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、レンズ拭き、ドライバー、Sフレーム取付けネジ、専用ケース

オプション

①



②



① HEINE 双眼ルーペ用Sフレーム、リテイニングコード付

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-093-56 | C000.32.302 | ¥84,000 |

⑤ HEINE レンズ用クリーニング液(2本入)

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-026-99 | C000.32.542 | ¥7,500 |

③



④



③ HEINE Sフレーム交換用パーツセット

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-026-95 | C000.32.308 | ¥16,000 |

④ HEINE 双眼ルーペHR用プロテクティブレンズ、着脱式(5組入)

| 注文コード | 品 番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-075-72 | C000.32.537 | ¥20,000 |

ヘッドバンドタイプ

ヘッドバンドタイプはセット販売ではございませんので、ヘッドバンドと双眼ルーペをそれぞれご購入いただき、組み合わせてご使用ください。



ヘッドバンド



双眼ルーペ ヘッドバンド用



HEINE プロフェッショナル ヘッドバンド(非医療機器)

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-075-73 | C000.32.549 | ¥38,000 |



ヘッドバンド装着時



ヘッドバンド装着時

HEINE HR双眼ルーペのみ プロフェッショナル・ヘッドバンド用

| 注文コード | 品番 | 作業距離 / 倍率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-41 | C000.32.733 | 340mm / 2.5倍 | ¥160,000 |
| ②136-093-42 | C000.32.734 | 420mm / 2.5倍 | ¥160,000 |
| ③136-093-43 | C000.32.735 | 520mm / 2.5倍 | ¥160,000 |

①～③より好みの作業距離をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズ拭き

HEINE HRP双眼ルーペのみ プロフェッショナル・ヘッドバンド用

| 注文コード | 品番 | 作業距離 / 倍率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-44 | C000.32.736 | 420mm / 3.5倍 | ¥190,000 |
| ②136-093-45 | C000.32.737 | 340mm / 4倍 | ¥190,000 |
| ③136-093-46 | C000.32.738 | 340mm / 6倍 | ¥190,000 |

①～③より好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、レンズ拭き、ドライバー、Sフレーム取付けネジ、専用ケース

HEINE HR双眼ルーペのみ(Sガード付) プロフェッショナル・ヘッドバンド用

| 注文コード | 品番 | 作業距離 / 倍率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-69 | C000.32.585 | 340mm / 2.5倍 | ¥243,400 |
| ②136-093-70 | C000.32.586 | 420mm / 2.5倍 | ¥243,400 |
| ③136-093-71 | C000.32.587 | 520mm / 2.5倍 | ¥243,400 |

①～③より好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ(Sガード付)、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズ拭き

HEINE HRP双眼ルーペのみ(Sガード付) プロフェッショナル・ヘッドバンド用

| 注文コード | 品番 | 作業距離 / 倍率 | 標準価格 |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| ①136-093-72 | C000.32.710 | 420mm / 3.5倍 | ¥299,000 |
| ②136-093-73 | C000.32.711 | 340mm / 4倍 | ¥299,000 |

①～②より好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ(Sガード付)、滅菌レバー×2、レンズ拭き

⑤



⑥



⑤ HEINE 双眼ルーペHRP用プロテクティブレンズ,着脱式(1組入)

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-025-75 | C000.32.027 | ¥6,000 |

⑥ HEINE Sフレーム用リテイニングコード

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-026-92 | C000.32.305 | ¥3,400 |

⑦



⑧



⑦ HEINE クリップイン矯正レンズフレーム

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-026-96 | C000.32.309 | ¥21,000 |

⑧ HEINE 滅菌レバー 双眼ルーペSフレームセット用(5個入)

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-093-40 | C000.32.551 | ¥6,200 |

HEINE LED ルーペライト2



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

HEINE LED ルーペライト2



双眼ルーペSフレーム装着時

| | |
|------------|--|
| 照度 | 約5500lx(作業距離180mmにおいて) |
| 色温度 | 約4000K |
| 照射野径 | 約φ80mm(作業距離420mmにおいて) 約φ95mm(作業距離520mmにおいて) |
| LED寿命 | 約50000時間 |
| 連続使用時間 | 約4時間 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 演色評価数(CRI) | Ra≥90 |

※ご使用には双眼ルーペ(別売)が必要です。
※Sフレーム、ヘッドバンドどちらのタイプでも装着いただけます。

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000047
一般的名称: 双眼ルーペ
販売名: 双眼ルーペ

基本組み合わせ



ルーペライト



mPack mini



USBケーブル
アダプター



ベルトクリップ

= ¥272,600

本体: HEINE LED ルーペライト2(コネクティングコードφ2.4mm付)

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|
| 136-028-95 | C008.32.226 | ¥180,000 |

別売品: HEINE mPack mini充電電池のみ

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-066-98 | X007.99.649 | ¥77,000 |

別売品: HEINE USBケーブル(アダプター付 ペータハンドル/mPack mini充電電池用)

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-061-48 | X000.99.303 | ¥13,000 |

別売品: HEINE ベルトクリップ mPack mini充電電池用

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|--------|
| 136-061-32 | X000.99.006 | ¥2,600 |

別売品: HEINE ルーペライト2用偏光フィルターセット

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-060-91 | C000.32.535 | ¥30,000 |

補充品: HEINE コネクティングコード,φ2.4mm

| 注文コード | 品番 | 標準価格 |
|------------|-------------|---------|
| 136-990-69 | C000.32.240 | ¥26,000 |



ルーペライト2用
偏光フィルターセット



コネクティングコード

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360

総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

東 京 支 店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

金沢営業所 ☎ 050-2018-1030 (代) FAX076-239-2005

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363