

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号

Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

## 製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

| 製品名                          | 注文コード      | 価格      |
|------------------------------|------------|---------|
| ウルトラアラーウ M (ステンレス器具除錆剤) 5kg入 | 233-030-06 | ¥15,400 |

※表示価格に消費税は含んでおりません。

**除錆剤 中 性**

**ウルトラアラーウ M**

ウルトラアラーウMは、ステンレス器材に発生した錆や酸化皮膜を強力に除去する除錆剤です。

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 使用濃度 | ●原液～10倍希釈液（錆のひどい場合や、短時間で処理した場合は高濃度液にてご使用ください）       |
| 浸漬時間 | ●原液～2倍希釈液⇒数分～15分以内    ●5倍希釈液⇒30分以内    ●60倍希釈液⇒60分以内 |

※浸漬時間は目安です。錆が除去されれば速やかに取り出し、必要以上に浸漬しないようにしてください。また、錆びていない器具には使用しないでください。※器材が完全に浸漬し、除錆処理後は直ちに水で十分にすすいでください。    ※再度防錆処理を行う場合は一定時間をおいて行ってください。続けて処理すると器具が腐食・変色することがあります。    ※表面処理剤を使用後の器具も同様に、一定時間をおいて除錆処理を行ってください。

**使用上の注意** ●ご使用前には、予め変色や劣化等の影響がないことを確認の上ご使用ください。●本品はステンレス鋼の除錆剤です。ステンレス以外の器材には不向きですので使用しないでください。ステンレス鋼であってもSUS316、304以外のステンレスは長時間浸漬すると変色する場合がありますので、予め濃度や浸漬時間をご調整の上ご使用ください。●ご使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口の中を洗い、水または牛乳を飲み、無理に吐かせない。至急医師の処置を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに15分以上流水下で洗い、至急医師の処置を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●子供の手の届かない安全な場所に保管してください。●排出の際は、大量の水に希釈して排出するか、廃棄物処理業者に依頼する。●蓋を閉め、直射日光の当たらない涼しい所（1℃以上）に保管する。

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 5kg    本 体:PE  
キャップ:PE

