

村中医療器株式会社  
 大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号  
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

## 製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
ウルトラアラーウ 20 (吸引チューブ、カテテル用洗剤)20kg入	233-030-12	¥41,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

**特殊塩素系浸漬用洗浄剤(無りん) アルカリ性**

# ウルトラアラーウ 20

ウルトラアラーウ20は、次亜塩素酸ナトリウム配合の浸漬用洗浄剤です。洗浄性/除菌性に優れ、注射筒・吸引/カテテルチューブの洗浄にもご使用頂けます。


**使用方法** 浸漬洗浄にて、使用濃度にあわせた調製液を作製しお使いください。洗浄後は必ずススギを充分に行ってください。

**濃度・時間** 通常の汚れ:2%希釈液(10Lの水に200ml)に30分 ひどい汚れ:2~5%希釈液(10Lの水に200~500ml)に30分~2時間

**使用上の注意** ●金属器具類及び石英ガラスには使用しないでください。●樹脂の種類によっては変化をきたす場合があります。予め試験をしてからご使用ください。●ご使用の際は、ゴーグル・ゴム手袋・防護マスクなどの保護具を着用し、洗剤との接触を避けてください。●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口の中を洗い、水または牛乳を飲み、無理に吐かせない。至急医師の処置を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに15分間以上流水で洗い、至急医師の処置を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●次亜塩素酸配合のため、直射日光は避けてください。●酸性薬品・洗剤と混合すると有毒ガスが発生するので絶対に混合してはならない。●本製品は塩素系アルカリ性です。排水の際は、大量の水で希釈して排出するか、ハイボなどで脱塩素後、酸性物質で中和処理して多くの水と共に排出してください。●直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい場所に保管してください。

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

本 体:PE  
キャップ:PE  
NET 20kg



**村中医療器 株式会社**

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

まぜるな  
**危険**

塩素系タイプ  
酸性の製品と  
一緒に使うと、  
有毒ガスが出  
て危険!

1512

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号  
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

### 製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
ウルトラアラーウ 20 (吸引チューブ、カテーテル用洗剤)4.5kg入	233-030-11	¥10,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

**特殊塩素系浸漬用洗浄剤(無りん) アルカリ性**

**ウルトラアラーウ 20**

ウルトラアラーウ20は、次亜塩素酸ナトリウム配合の浸漬用洗浄剤です。洗浄性/除菌性に優れ、注射筒・吸引/カテーテルチューブの洗浄にもご使用頂けます。

**使用方法** 浸漬洗浄にて、使用濃度にあわせた調製液を作製しお使いください。洗浄後は必ずスチスを充分に行ってください。

**濃度・時間** 通常の汚れ:2%希釈液(10Lの水に200ml)に30分 ひどい汚れ:2~5%希釈液(10Lの水に200~500ml)に30分~2時間




**使用上の注意** ●金属器具類及び石英ガラスには使用しないでください。●樹脂の種類によっては変化をきたす場合があります。予め試験をしてからご使用ください。●ご使用の際は、ゴーグル・ゴム手袋・防護マスクなどの保護具を着用し、洗剤との接触を避けてください。●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口の中を洗い、水または牛乳を飲み、無理に吐かせない。至急医師の処置を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに15分以上流水下で洗い、至急医師の処置を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●次亜塩素酸配合のため、直射日光は避けてください。●酸性薬品・洗剤と混合すると有毒ガスが発生するので絶対に混合してはならない。●本製品は塩素系アルカリ性です。排水の際は、大量の水で希釈して排出するか、ハイポなどで脱塩素後、酸性物質で中和処理して多くの水と共に排出してください。●直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい場所に保管してください。

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

本 体:PE  
キャップ:PP

NET 4.5kg

**危険**






**危険有害性情報**

●重篤な皮膚の腐傷及び目の損傷 ●重篤な眼の損傷 ●鋭利の障害のおそれ ●水生生物に非常に強い毒性 ●長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

まぜるな  
**危険**

塩素系タイプ  
酸性の製品と一緒  
に使うと、  
塩素ガスが出  
て危険!



**村中医療器 株式会社**

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512