

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目3番6号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
ウルトラアラーウ 700 (乾燥,凝固用血液溶解洗剤)4.5kg入	233-030-21	¥9,500

※表示価格に消費税は含んでおりません。

血液溶解洗剤(無りん) アルカリ性

ウルトラアラーウ 700

ウルトラアラーウ700は、血液溶解洗剤です。器具/床/リネン/再生特殊針類と様々な器材に付着した凝固血液を溶解します。

使用方法

- 器具・床に付着した血液は、原液を塗布又はスプレー容器に移して泡状にスプレー後、十分に水洗してください。
- 特殊針や微細な器具類は原液を内部まで送り出し、5~30分浸漬のち注射筒などを使用して十分に水洗してください。


使用上の注意

- ステンレス (SUS304,316) 以外の金属器具 (特にアルミ・銅・真鍮などは不向きです)、及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合があります。予め試験してからご使用ください。●石英ガラスには使用しないでください。●ご使用の際は、ゴーグル・ゴム手袋・防護マスクなどの保護具を着用し、洗剤との接触を避けてください。●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口の中を洗い、水または牛乳を飲み、無理に吐かせない。至急医師の処置を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに15分以上流水で洗い、至急医師の処置を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●本製品はアルカリ性です。排水の際は、大量の水で希釈して排出するか、酸性物質で中和処理後、多くの水と共に排出してください。●他の洗剤、薬剤との混合は避けてください。●直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい場所に保管してください。●グルタラル処理後の凝固血液は溶解できません。

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載


NET 4.5kg 本体:PE
キャップ:PP

危険



危険有害性情報

●強い眼刺激 ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ●臓器の障害のおそれ ●水生生物に有害 ●長期継続的影響によって水生生物に有害



村中医療器 株式会社

MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd. 大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512