

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ウルトラミルクディップ、潤滑防錆剤浸漬用、1リットル入	233-029-03	¥7,150

※表示価格に消費税は含んでおりません。

浸漬用 潤滑・防錆剤 MY-45 中性

ウルトラミルクディップ

ウルトラミルクディップは、鋼製小物等の手術器具専用の潤滑・防錆剤です

使用方法 本剤を精製水(軟化水)または水で100~200倍(標準使用濃度200倍)に希釈して器具を完全に浸漬し、液切りをした後、乾燥させてください。
 希釈液を常温でご使用の場合は、衛生上1日1回、液交換を行ってください。
 70~80℃に加熱してご使用の場合は、(器材の状況にもよりますが)1週間を目安使用できます。

使用上の注意 ●ステンレス以外の鋼製品については、異常のないことを試験の上ご使用ください。アルミニウムや真鍮などの非鉄金属製品には不向きです。また、樹脂の種類によっては変化をきたす場合があります。●希釈液でのpHは8~9です。●ご使用の際は、ゴム手袋や防護メガネ等を着用してください。●煮沸すると浮遊物がある場合があるので避けてください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば、医師の処置を受けてください。●飲み込んだ場合は口の中の水を洗い、水又は牛乳を飲み、直ちに医師の処置を受けてください。●水道水を希釈水に使用すると、水道水中のカルシウム等のミネラルが析出し乾燥後の器材に白いシミが残る場合がありますが、使用上特に問題ありません。●開封後は衛生状態に注意してできるだけ早く使用してください。また、キャップの間隙は雑菌が混入しないよう清潔に取り扱ってください。●計量器は清潔なものを使用し、計り取った液はボトルに戻さないでください。●排出の際は、大量の水に希釈して共に排出してください。●子供の手の届かない場所に保管してください。●保管時に液色が黄褐色になる場合がありますので、直射日光を避け涼しい所(可能ならば冷所)に密栓して保管してください。また、黄褐色に着色した場合も性能には影響ございません。●次の器具には使用しないでください(体内埋設器具・樹脂・ガラス・ゴム等)防錆処理を必要としない医療器具(注射筒・注射針・チューブ・薬液等)薬液投与を目的とした医療器具。

注意

危険有害性情報
 ●強い眼刺激性あり
 ●呼吸器への刺激のおそれ(気道刺激性)
 ●塩酸又はめまいのおそれ(麻酔作用)
 ※この情報は原液を取扱う際の危険有害性を示しています。

NET 1L

LOT No.及び有効期限はバーコードラベルに記載

1512

Muranaka 村中医療器株式会社
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd. 大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)