

2016年2月吉日

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目3番6号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ニューウルトラトレール,10リットル入(12.78kg入)	233-025-01	¥23,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。


ウォッシャーディスインフェクター用除菌洗浄剤 MY-31

ニューウルトラトレール

本剤は、ウォッシャーディスインフェクター専用のアルカリ洗浄剤です。トリアジン系除菌剤を配合した低泡性洗浄剤で洗浄力及び、すすぎ性に優れた除菌効果のある特殊洗浄剤です。

【使用上の方 法】 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。

【使用上の注意】 ●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し(眼球とまぶたの間々までよく洗う)、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば、医師の処置を受けてください。●誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水または牛乳を飲んでください。無理に吐かせないで、直ちに医師の処置を受けてください。●ステンレス以外の器具に使用しますと、腐食するおそれがあるためご注意ください。●保管の際は直射日光を避け、子供の手の届かない、涼しい場所に保管してください。●本剤原液を床や洗浄機表面にこぼした場合は、固着、変色を防止するため、直ぐに水洗いするか拭き取ってください。●製品ロットによって液色に多少の濃淡がありますが、使用上問題ありません。



LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 10 L

本体：PE
キャップ：PP
ラベル：PP

発売元


MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 Ⅱ 06-6943-1221 (大代)

1512

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ニューウルトラレール除菌洗剤,4kg入	233-021-02	¥8,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

ウォッシュャーディスインフェクター用除菌洗剤 MY-30

ニューウルトラレール

本剤は、ウォッシュャーディスインフェクター専用のアルカリ洗剤です。トリアジン系除菌剤を配合した低泡性の洗剤で、洗浄力及びすすぎ性に優れた除菌効果のある特殊洗剤です。

使用方法 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。

使用上の注意

- 使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し、（眼球とまつげの間々までよく洗う）、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗い流す。刺激を感じるならば、医師の処置を受けてください。●誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水たがたげを飲み込んでください。嘔吐は行わないで、速に医師の処置を受けてください。●赤ちゃんは手の届かない場所に保管してください。●使用後は必ず蓋を閉め、密栓してください。●保管の際は、直射日光を避け、子供の手の届かない、涼しい所に保管してください。●本剤原液を床や洗浄機表面にこぼした場合は、固着、変色を防止する為、直ちに水洗いするの拭き取ってください。●製造ロットによって液色に多少の濃淡がありますが、使用上問題ありません。

LOT No.及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 4kg

発売元

Muranaka 村中医療器 株式会社
MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

大阪市中央区船越町2-3-6 TEL: 06-6943-1221 (FAX)

1512

危険有害性情報

●眼みはむと有害 ●皮膚を刺激 ●水生生物に有害

●皮膚の損傷 ●重要な眼の損傷 ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ●環境への悪影響

