

2016年2月吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目3番6号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ニューウルトラミルク,10リットル入	233-026-01	¥18,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

手術器具用 潤滑防錆剤

MY-41

ニューウルトラミルク

本剤は、手術器具専用潤滑防錆剤です。鋼製小物等器具類の潤滑と防錆を目的とし、安全性の極めて高いポリグリセリン脂肪酸エステルを可溶化したもので粘性が低く、器具類のあらゆる細部に浸透します。

【使用方法】 ●ウオッシャーディスインフェクター
 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。

【使用上の注意】 ●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●体内埋め込み器具(インプラント等)や防錆処理の必要のない医療機器には使用しないでください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し(眼球とまぶたの隅々までよく洗う)、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲んでください。直ちに医師の処置を受けてください。●保管の際は、直射日光を避け、子供の手の届かない、涼しい場所に保管してください。●凍結すると融解時分離を起こしますので寒冷時保存は注意してください。●製品ロットによって液色に多少の濃淡がありますが、使用上問題ありません。



危険

危険有害性情報

●眼刺激 ●濃伝性疾患のおそれ ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
 ※この情報は原液を取扱う際の危険有害性を示しています。

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 10 ℓ

本体:PE
 キャップ:PP
 ラベル:PP

発売元


 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221(大代)

1512

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ニューウルトラミル滑防錆剤,4リットル入	233-022-02	¥8,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

手術器具用 潤滑防錆剤 MY-40

ニューウルトラミル

本剤は、手術器具専用潤滑防錆剤です。鋼製小物等器具類の潤滑と防錆を目的とし、安全性の極めて高いポリグリセリン脂肪酸エステルを可溶化したもので粘性が低く、器具類のあらゆる細部に浸透します。

使用方法 ●ウォッシャー・ディスインフェクター 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。


使用上の注意 ●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●体内埋め込み器具（インプラント等）や防錆処理の必要のない医療機器には使用しないでください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し（眼球とまぶたの隅々までよく洗う）、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水または牛乳を飲んでください。直ちに医師の処置を受けてください。●廃棄の際は、直ちに充分洗い、子供の手の届かない、涼しい場所に保管してください。●凍結すると融解時分離を招きますので融解時保存は注意してください。●製造ロットによって液色に多少の濃淡がありますが、使用上問題ありません。

LOT No.及び有効期限はバーコードラベルに記載
NET 4.0
発売元

危険有害性情報

- 発がん性
- 遺伝性疾患のおそれ
- 生殖機能又は胎児への悪影響のおそれ
- 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

※この情報は原液を摂取する危険有害性を示しています



危険



村中医療器 株式会社
大阪府中央区船越町2-3-6 TEL. 06-6943-1221 (A/F)

1512