

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ウルトラザイム,10リットル入	233-027-01	¥23,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。


ウォッシャーディスインフェクター用洗浄剤 MY-61

ウルトラザイム

本剤は、ウォッシャーディスインフェクター専用の中性洗浄剤です。タンパク分解酵素を配合した低泡性の洗浄剤で、洗浄力及びすすぎ性に優れた効果を発揮する特殊洗浄剤です。

【使用方法】 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。

【使用上の注意】 ●ステンレス製以外の器材(例えばアルミ、銅、真鍮、ゴム、樹脂、軟質ガラス、石英など)は変色、劣化する場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用ください。●ご使用の際は、ゴム手袋、防護メガネなどの保護具を着用し、洗浄剤との接触を避けてください。●目に入った場合は直ちに15分以上流水で洗い、直ちに医師の処置を受けてください。●飲み込んだ場合は直ちに口の中を洗い、水又は牛乳を飲み、直ちに医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●保管の際はフタをしっかりと閉め、常温あるいは冷蔵所で保管してください。また、直射日光が当たる場所は避けてください。●洗浄後は十分にすすぎをおこなってください。●排出の際は、大量の水で希釈して排出してください。●他の洗浄剤、薬剤との混合は避けてください。●子供の手の届かない安全な場所に保管してください。●製品ロットによって液色に多少の濃淡がありますが、使用上問題ありません。



LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 10 L

本体：PE
 キャップ：PP
 ラベル：PP

発売元


 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社
 大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目3番6号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ウルトラザイム中性酵素洗剤,4リットル入	233-023-01	¥10,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

ウォッシャーディスインフェクター用洗剤 MY-60

ウルトラザイム

本剤は、ウォッシャーディスインフェクター専用の中性洗剤です。タンパク分解酵素を配合した低泡性の洗剤で、洗浄力及びすすぎ性に優れた効果を発揮する特殊洗剤です。

【使用方法】 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。

【使用上の注意】 ●ステンレス製以外の器材(例えばアルミ、銅、真鍮、ゴム、樹脂、軟質ガラス、石英など)は変色、劣化する場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用ください。●ご使用の際は、ゴム手袋、防護メガネなどの保護具を着用し、洗剤との接触を避けてください。●目に入った場合は直ちに15分以上流水で洗い、直ちに医師の処置を受けてください。●飲み込んだ場合は直ちに口の中を洗い、水又は牛乳を飲み、直ちに医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●保管の際はフタをしっかりと閉め、常温あるいは冷暗所で保管してください。また、直射日光が当たる場所は避けてください。●洗浄後は十分にすすぎをおこなってください。●排出の際は、大量の水で希釈して排出してください。●他の洗剤、薬剤との混合は避けてください。●子供の手の届かない安全な場所に保管してください。●製品ロットによって液色に多少の濃淡がありますが、使用上問題ありません。



危険

危険有害性情報

- 強い眼刺激 ●発がんのおそれの疑い ●生殖機能または胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害のおそれ ●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 4ℓ

本体：PE
 キャップ：PP
 ラベル：PP

発売元

Muranaka
 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 TEL 06-6943-1221 (大代)

1512