

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ウルトラクリン多槽型用アルカリ洗剤,4kg入	233-029-01	¥8,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

多槽式ウォッシャーディスインフェクター用 アルカリ洗浄剤

ウルトラクリン

使用方法 洗浄機にそのままセットしてご使用ください。

主成分 非イオン界面活性剤 アルカリ化剤 金属イオン封鎖剤

使用上の注意 ●ステンレス以外の器材(特にアルミ製品)に使用しますと、変色・腐食するおそれがありますのでご注意ください。●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分間以上水洗し(眼球とまぶたの間々までよく洗う)、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水または牛乳を飲んでください。無理に吐かせないで、直ちに医師の処置を受けてください。●保管の際は直射日光を避け、子供の手の届かない、涼しい場所に保管してください。●本品を床や洗浄機表面にごぼした場合は、固着、変色を防止するため、直ぐに水洗いするかふき取ってください。●他の洗浄剤、薬剤との混合は避けてください。



LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 4 kg 本体:PE キャップ:PP

発売元



MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512