

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目3番6号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム 無泡性血液凝固防止剤うえっと(詰替用),4リットル入	233-028-01	¥6,500

※表示価格に消費税は含んでおりません。

プラム 無泡性 血液凝固防止剤 **うえっと** (詰替え用) MY-100

本剤は、血液凝固防止剤です。器材に付着した（血液など）汚染物の乾燥凝固を抑制し、長時間ウエットな状態を維持することで本洗浄の洗浄効果を高めます。


使用方法

- 本品は詰替え用です。スプレー容器に詰替えてご使用ください。
- 詰替えの後、本品のLOT No.を記録しておいてください（お問い合わせの際はその番号にてお知らせください）。

使用上の注意（スプレー製品・詰替え用共通）

- 使用時は防護メガネ・ゴム手袋及びマスクを着用する。● 換気の良い所で使用し、目より高い所へのスプレーは避ける。● 目に入った場合はこすらずに直ちに流水で15分以上水洗し（眼球とまぶたの隅々までよく洗う）、医師の処置を受ける。● 器材へは、まんべんなくスプレーする。● 飲み込んだ場合は口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲む。無理に吐かせない。直ちに医師の処置を受ける。● 吸入した場合は、口、鼻の中を水で洗い、新鮮な空気のある場所に移動し、安静にする。異常を感じるならば医師の処置を受ける。● メッキ製品・アルミ製品など金属の種類及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合がありますので、予め試験をしてからご使用ください。● 子どもの手の届かないところに保管する。● 廃棄の際は大量の水で希釈して排出する。● スプレー後、長時間放置した場合、本剤の一部が結晶化する場合がありますが、簡単に水で洗い流せます。● 褐色に変色する場合がありますので直射日光や高温の場所を避けて保管してください。褐色に変色しても使用上問題ありません。

LOT No.及び有効期限はバーコードラベルに記載



MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

NET.4 ℓ
 1512
 本体：PE
 キャップ：PP
 ラベル：PP

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目3番6号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム 無泡性血液凝固防止剤 うえっと(スプレーボトル),500ml	233-028-02	¥1,400

※表示価格に消費税は含んでおりません。

プラム 無泡性 血液凝固防止剤 MY-110
うえっと

本剤は、血液凝固防止剤です。器材に付着した（血液など）汚染物の乾燥凝固を抑制し、長時間ウエットな状態を維持することで本洗浄の洗浄効果を高めます。

使用方法

- 器材に付着した汚染物に、原液にてまんべんなくスプレーして下さい。
- チューブなど筒状器材にはスプレーノズルを絞り、直噴にして内部に送り出してください。
- スプレー後密封保管して頂ければ、後の洗浄工程がより効果的となります。

使用上の注意(スプレー製品・替替え用共通)

- 使用時は防護メガネ・ゴム手袋及びマスクを着用する。●換気のよい所で使用し、目より高い所へのスプレーは避ける。●目に入った場合はこすらずに直ちに流水で15分以上水洗し(眼球とまぶたの隅々までよく洗う)、医師の処置を受ける。●器材へは、まんべんなくスプレーする。●飲み込んだ場合は口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲む。直ちに医師の処置を受ける。
- 吸入した場合は、口、鼻の中を水で洗い、新鮮な空気のある場所に移動し、安静にする。異常を感じるならば医師の処置を受ける。●メッキ製品・アルミ製品など金属の種類及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合がありますので、予め試験をしてからご使用ください。●子どもの手の届かないところに保管する。●廃棄の際は大量の水で希釈して排出する。●スプレー後、長時間放置した場合、本剤の一部が結晶化する場合がありますが、簡単に水で洗い流せます。●褐色に変色する場合がありますので直射日光や高温の場所を避けて保管して下さい。褐色に変色しても使用上問題ありません。

LOT No.及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET. 500ml

本 体 PE
 キャップ PP
 ラベル PP
 1512

uranaka 村中医療器 株式会社