

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目3番6号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード
中和剤M(10リットル入)	233-101-02

※表示価格に消費税は含んでおりません。

アルカリ洗浄剤用 中和剤

中和剤 M

本剤はアルカリ洗浄後の中和処理剤です。
安全性、生分解性に優れています。

まぜるな危険
(酸性タイプ)

使用上の注意

●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用し、皮膚と接触しないようにしてください。●誤って皮膚に触れた場合は、直ちに水洗いしてください。●誤って目に入った場合は直ちに流水で15分以上水洗し、医師の処置を受けてください。●誤って飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲み、無理に吐かせないで直ちに医師の処置を受けてください。●ステンレス(SUS304、316)以外の金属器具及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験をしてからご使用ください。●廃棄の際は大量の水と共に排出するか、アルカリ性物質で中和し、水とともに排出してください。●蓋を閉め、直射日光を避けた涼しい場所に保管してください。●塩素系洗剤及び薬剤と混合すると、有毒な塩素ガスが発生しますので絶対に混合しないでください。

危険
危険有害性情報
●重篤な薬傷・眼の損傷 ●重篤な眼の損傷

LOT No.

NET 10L

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目3番6号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード
中和剤M(4リットル入)	233-101-01

※表示価格に消費税は含んでおりません。

アルカリ洗浄剤用 中和剤

中和剤 M

本剤はアルカリ洗浄後の中和処理剤です。
安全性、生分解性に優れています。

まぜるな危険
(酸性タイプ)

使用上の注意

●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用し、皮膚と接触しないようにしてください。●誤って皮膚に触れた場合は、直ちに水洗いしてください。●誤って目に入った場合は直ちに流水で15分以上水洗し、医師の処置を受けてください。●誤って飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲み、無理に吐かせないで直ちに医師の処置を受けてください。●ステンレス(SUS304、316)以外の金属器具及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合がありますので、予め試験をしてからご使用ください。●廃棄の際は大量の水と共に排出するか、アルカリ性物質で中和し、水とともに排出してください。●蓋を閉め、直射日光を避けた涼しい場所に保管してください。●塩素系洗剤及び薬剤と混合すると、有毒な塩素ガスが発生しますので絶対に混合しないでください。



LOT No.

NET 4L


MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 電話 06-6943-1221 (大代)