

2016年2月吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目3番6号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ウルトランス(ヘッドハン用),4リットル入	233-024-01	¥8,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

ヘッドハン洗浄機専用蓄尿瓶洗浄剤


まげるな 危険(酸性タイプ)

ウルトラランス

使用方法 洗浄機にそのままセットしてご使用ください。

主成分 有機酸、水溶性溶剤、非イオン界面活性剤

使用上の注意 ●ステンレス以外の器材(例えばアルミ・銅・真鍮製器材、ゴム類、樹脂類)は変色・劣化する場合がありますので、予め試験の上ご使用ください。●ご使用の際は、ゴーグル、ゴム手袋、防護マスクなどの保護具を着用し、洗剤との接触を避けてください。●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口の中を洗い、水又は牛乳を飲み、無理に吐かせないで、至急医師の処置を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに15分以上流水下で洗い、至急医師の処置を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●保管の際は直射日光を避け、子供の手の届かない、涼しい場所に保管してください。●排出の際は、大量の水で希釈して排出するか、アルカリ性物質で中和処理後、多くの水と共に排出してください。●他の洗浄剤、薬剤との混合は避けてください。次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素配合物と混合すると有毒ガスが発生するので絶対に混合しないでください。



LOT No.及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET. 4ℓ

本体：PE
 キャップ：PP

発売元



MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 TEL 06-6943-1221(大代)

1512