

2016年10月17日

お得意先 各位

村中医療器株式会社
大阪市中央区船越町二丁目3番6号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

「クラリティ バキュームクッション」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、日頃よりご愛顧頂いております「クラリティ バキュームクッション」につきまして、仕様を変更させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

詳細につきましては下記をご覧ください。なお、品番・価格等の変更はございません。

今後とも引き続き、弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしく願い申し上げます。

敬具

記

■対象商品： クラリティ バキュームクッション全種類（下記注文コード22種類）
030-156-01～13, 030-151-50～58

■変更内容：

- ・バルブ形状：
真直からL字型へ変更
- ・タグ：
紐による固定から、シールが貼付されたビニール製タグの縫製による固定に変更

変更前



変更後



■変更時期

現在の在庫がなくなり次第、順次切替させていただきます。

以上