

2021年2月8日

お客様 各位

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目3番6号
TEL. 06-6943-1221 FAX. 06-6947-5360

PARI ネブライザー 自主回収のお詫びのご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、今般弊社が製造販売しております「PARI ネブライザー」におきまして、ネブライザーと併用して使用する噴霧ボタンとの接続ができない可能性が判明したため、自主回収作業を実施するに至りましたことをご連絡申し上げます。

自主回収作業の実施に際し、対象ロット製品の有無の確認及び製品の交換をさせていただきたくお願い申し上げます。

なお、噴霧ボタンを使用しない通常使用であれば、これまで通りご使用頂けます。また、対象製品を使用したことによる健康被害の報告はございません。

このたびの自主回収にあたり、お客様には多大なるご迷惑をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。また、ご多忙中のところ誠におそれいりますが、事情ご賢察のうえ、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

■【回収対象製品】

PARI ネブライザー
注文コード：M23-001-20
商品名：PARI LCスプレーター, 送気ホース無
品番：023G6002
対象ロット：1000069254
数量：1222台
出荷時期：令和2年12月～令和3年1月

注文コード：M23-004-90
商品名：PARI LCスプレーター
品番：023G1080
対象ロット：1000067598
数量：21台
出荷時期：令和3年1月

ロットNo.印字箇所



■本件に関するお問い合わせ先

村中医療器株式会社
安全管理課 細見 英志、坂田 厚人
大阪府和泉市あゆみ野2丁目8-2 総合センター
TEL：0725-53-5546 <平日9：00～17：30>

以上