

2022 年 8 月 5 日

お得意先 各位

村中医療器 株式会社
MURANAKA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.
大阪市中央区船越町 2-3-6
TEL.06-6943-1221 FAX.06-6947-5360

「バッテリー, リチウムイオン, ACS900 用 (Ver. 2.320 以降)」
新発売のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「バッテリー, リチウムイオン, ACS900 用 (Ver. 2.320 以降)」を発売開始させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

本商品はフロートロン ACS900 のソフトウェアバージョン 2.320 以降が対象です。ソフトウェアバージョンによって、使用できるバッテリーが異なりますので、ご注意くださいようお願い申し上げます。詳細につきましては、下記をご高覧ください。

今後とも引き続き、弊社商品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■新発売商品（ソフトウェアバージョン 2.320 以降の機種でご使用ください）

注文コード	品 番	商 品 名	JAN コード	入数	現標準価格
N43-740-80	526370	バッテリー, リチウムイオン, ACS900 用 (Ver. 2.320 以降)	なし	1	¥45,000

標準価格に消費税は含んでおりません。

■現行品（ソフトウェアバージョン 2.320 より前の機種でご使用ください）

注文コード	品 番	商 品 名	JAN コード	入数	現標準価格
N43-740-10	526320	バッテリー, リチウムイオン, ACS900 用 (Ver. 2.320 未満)	なし	1	¥45,000

標準価格に消費税は含んでおりません。

■発売開始日

2022 年 8 月下旬

■ACS900 ソフトウェアバージョンの確認手順

ポンプ本体の電源コードを AC 電源に接続すると内部診断テスト、続いて初期設定に移ります。初期設定の最後に、ソフトウェアのバージョンが表示されますのでご確認ください。なお、その後スタンバイ状態に移行します。



左図はソフトウェアバージョン 2.320 の画面です。

以上