

術中体位保持具

VACUFORM[®] 2.0

バキューフォーム

応援SALE

キャンペーン期間

2020年12月1日 ~ 2021年3月31日



◀ 6チャンバータイプ バキューフォーム


面で支える 体位保持マット

- マイクロビーズを内包したポリウレタンマットです。(ラテックスフリー)
- MRI・CTにも対応し、病院内の幅広い分野で患者さんの体位保持に使
- 部位に応じた様々な形状があります。

**30%
OFF**

6チャンバータイプ バキューフォーム



6チャンバータイプのバキューフォームは内部が6つに分かれており、セッティングを容易に行うことができます。普段は陰圧固定具を用いないようなシチュエーション(短時間の手術や患者の体位が複雑でない場合など)でも、手間をかけずに患者を支え、体位形成時のリスクを低減します。
また、頭部の固定も同時に行え、手術台の縦・横転時にも対応できます。



注文コード	707-004-10
品番	34365315
サイズ	W750/1000 × L1250mm
標準価格	¥130,000
期間限定標準価格	¥91,000

**30%
OFF**

半身用バキューフォーム




規格	大	大、切れ込みタイプ
注文コード	707-004-05	707-004-08
品番	3465005	3465105
サイズ	W750 × L1000mm	W750 × L1000mm
標準価格	¥70,000	¥80,000
期間限定標準価格	¥49,000	¥56,000

●適度に陰圧をかけることで、体面に沿った形状に固定されます。
※別売のバキュームポンプ(非磁性タイプ)も使用できます。

**30%
OFF**

全身用バキューフォームユニバーサルタイプ



バキューフォームを弯曲させた際に負荷がかかる部分は、内部ビーズの厚みを調整することで、無理なく形成することができます。

注文コード **707-004-06**

品番 3466105

サイズ W750×L2000mm

標準価格 ~~¥120,000~~

期間限定
標準価格

¥84,000

別売品

キャンペーン対象外



専用ディスプレイカバー使用例

6チャンバータイプ専用ディスプレイカバー


表面：吸水 裏面：防水

注文コード **A02-007-02** ※

入数 1箱(30枚入)

標準価格 **¥45,000**

※は非医療機器です。



専用ディスプレイカバー使用例

半身用バキューフォーム専用ディスプレイカバー


表面：吸水 裏面：防水

注文コード **A02-007-01** ※

入数 1箱(50枚入)

標準価格 **¥45,000**

※は非医療機器です。



THANK YOU!

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎ 03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121(代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500(代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111(代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431(代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123(代) FAX092-474-1363

P2011.18000