

期間限定

# HEINE ダーマトスコープ 特別価格キャンペーン

期 間  
2022|3.21 ▶▶ 2022|7.20



HEINE DELTA30 LED  
ダーマトスコープセット

標準価格  
~~¥278,000~~

期間限定標準価格  
**¥222,400**

LED HQ  
LED NOW IN HEINE QUALITY.



HEINE DELTAone LED  
ダーマトスコープセット

標準価格  
~~¥188,000~~

期間限定標準価格  
**¥150,400**

LED HQ  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

出展

第38回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会  
第121回日本皮膚科学会総会

# HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット

## HEINE ダーマトスコープシリーズのハイエンドモデル

φ30mmの大口径レンズにより正確に病変部へアプローチできます。  
アクロマティックレンズ採用でレンズ周囲の歪みを修正して視野周縁部までクリアな画像が得られます。  
より自然光下に近い色合いを実現(演色評価数(CRI) Ra≥90)



### HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット

注文コード	品番
136-089-29	K230.28.305

標準価格 ~~¥278,000~~ → 期間限定標準価格 **¥222,400**

#### 仕様

光源	LEDランプ 12個	レンズ径	約φ30mm
照度	約25000lx	倍率	約10倍(非接触/接触)
色温度	約5700K	重量	約270g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra≥90	電源	リチウムイオン充電電池
レンズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約2時間* (偏光モード、最高輝度使用時)

※新品時の仕様

#### [セット内容]

DELTA30 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、ACアダプター、USBケーブル、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)

一般医療機器  
届出番号: 27B1X00024000422  
販売名: HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープ

#### 別売品: スモールコンタクトプレート

注文コード	品番	標準価格
136-089-36	K000.34.206	¥31,500

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています  
(プレート内径: 8mm)



LED HQ  
LED NOW IN HEINE QUALITY.



ユニバーサルスマートフォンコネクタによってスマートフォンに接続できます。

#### ユニバーサルスマートフォンコネクタ

注文コード	品番	標準価格
136-089-37	K000.34.270	¥6,800

※市販のスマートフォン用カバーケースをご使用ください



# HEINE DELTAone LEDダーマトスコープセット

## HEINE ダーマトスコープシリーズの最軽量モデル

軽量で持ち運びに便利なポケットサイズです。

アクロマティックレンズ採用でレンズ周囲の歪みを修正して視野周縁部までクリアな画像が得られます。  
より自然光下に近い色合いを実現(演色評価数(CRI) Ra $\geq$ 90)

### HEINE DELTAone LEDダーマトスコープセット

注文コード	品番
136-089-31	K210.28.305

標準価格

~~¥188,000~~



期間限定標準価格

¥150,400

### 仕様

光源	LEDランプ 8個	レンズ径	約 $\phi$ 21mm
照度	約17000lx	倍率	約10倍(非接触/接触)
色温度	約5700K	重量	約170g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra $\geq$ 90	電源	リチウムイオン充電電池
レンズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約1時間* (偏光モード、最高輝度使用時)

\*新品時の仕様

### [セット内容]

DELTAone LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、ACアダプター、USBケーブル、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)

一般医療機器

届出番号: 27B1X00024000421

販売名: HEINE DELTAone LEDダーマトスコープ

### 別売品: スモールコンタクトプレート

注文コード	品番	標準価格
136-089-39	K000.24.207	¥31,500

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています  
(プレート内径: 8mm)



LED NOW IN HEINE QUALITY.

偏光・非偏光切換えボタン  
ワンタッチで素早く  
切換え可能  
※電源投入直後は常に偏光仕様です。

電源ボタン

$\phi$ 21mmの視野径

明るさ調整ボタン  
3段階に調節可能



DELTA30 使用例(iPhone\*1)



DELTAone 使用例(iPhone\*1)



無料アプリ『HEINE DERM』は  
こちらよりダウンロードできます



iOS用



Android用\*2

\*1...iPhoneは米国及び他の国々で登録された  
Apple Inc.の商標です。  
\*2...Androidは米国及び他の国々で登録された  
Google LLCの商標です。

# HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット

デジタル一眼レフカメラに接続し鮮明な写真撮影をすることが可能です。

LED HQ  
LED NOW IN HEINE QUALITY.



偏光・非偏光切換スイッチ  
ワンタッチで素早く切り替え可能



デジタル一眼レフカメラ  
接続イメージ

HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット ※1

注文コード	品番
136-060-89	K262.10.118

標準価格 ~~¥230,000~~ → 期間限定標準価格 **¥184,000**

[セット内容]

DELTA20T LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、  
専用ハードケース、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)

仕様

光源	白色LEDランプ 4個	レンズ径	約φ23mm
照度	約30000lx	倍率	約10~16倍
色温度	約5000K	重量	約400g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra≥80	電源	単2形アルカリ乾電池2本
レンズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約8時間

別売品：スモールコンタクトプレート

注文コード	品番	標準価格
136-089-17	K000.34.205	¥20,300

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています(プレート内径: 8mm)

別売品：一眼レフカメラアダプター SLR-C(キヤノン)

注文コード	品番	標準価格
136-061-91	K000.34.185	¥102,800

別売品：一眼レフカメラアダプター SLR-N(ニコン)

注文コード	品番	標準価格
136-061-92	K000.34.186	¥106,800

# HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット

キャンペーン対象外

ポケットに収まるコンパクトデザイン

LED HQ  
LED NOW IN HEINE QUALITY.



仕様

光源	白色LEDランプ 1個	レンズ径	約φ23mm
照度	約4000lx	倍率	約10倍
色温度	約4000K	重量	約180g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra>95	電源	単3形アルカリ乾電池2本
レンズ	ノーマルレンズ	連続使用時間	約10時間

※超音波ゼリーを使用します。

HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット ※2

注文コード	品番	標準価格
136-041-21	D887.78.021	¥63,000

[セット内容]

ミニ3000LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケールなし)、専用ソフトケース、  
色素性皮膚病変の診断方法の概要(冊子)

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

別売品：スモールコンタクトプレート

注文コード	品番	標準価格
136-060-94	K000.34.008	¥16,100

指の間や耳介など狭い部位の病変の観察に適しています。(プレート内径: 8mm)

※1... 一般医療機器  
特定保守管理医療機器  
届出番号: 27B1X00024000023  
販売名: ハイネ診断用器具セット

※2... 一般医療機器  
特定保守管理医療機器  
届出番号: 27B1X00024000023  
販売名: ハイネ診断用器具セット

Muranaka  
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

本社	〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6	06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター	0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641	東京支店 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
札幌営業所	011-737-9121 (代) FAX011-737-9122	仙台営業所 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
埼玉営業所	048-844-3500 (代) FAX048-844-3501	金沢営業所 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490
名古屋営業所	052-709-7111 (代) FAX052-709-7116	村中船越ビル 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
北大阪営業所	06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006	米子営業所 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所	082-532-1800 (代) FAX082-233-8818	福岡営業所 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

RS2203.2500