

HEINE
喉頭鏡ハンドル
**下取り
キャンペーン**



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

期 間
2019.10.21 ▶ 2020.03.31

ハイネ喉頭鏡は、すべてISO 7376(グリーンスタンダード)に適合しています。



MX32

HEINE LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン

防水タイプの喉頭鏡

洗浄、浸漬消毒における作業効率を考慮した設計
電池を取り外すことなく流水洗浄および
浸漬消毒(常温)が可能。

洗浄/消毒/ 滅菌の方法	流水洗浄	アルコール 等消毒液 または 水による清拭	浸漬消毒 (常 温)	WD (熱消毒/乾燥など)	過酸化水素 ガス滅菌	高圧蒸気 滅菌
電池を入れた 状態	○	○	○	—	—	—
電池を外した 状態	○	○	○	○	○	○



▶ 波型のハンドルは使用の際に滑りにくく、清拭の際に汚れを落としやすいデザインです。

▶ ISO 7376(グリーンスタンダード)適合



■ スタンダード

[仕 様]

サイズ：約φ30×L155mm

重 量：約270g(電池含まず)

電 源：単2形アルカリ乾電池2本

注文コード

品 番

136-055-78 F008.22.820



■ スリム

[仕 様]

サイズ：約φ20×L155mm

重 量：約215g(電池含まず)

電 源：単3形アルカリ乾電池2本

注文コード

品 番

136-055-79 F008.22.821



■ ショート

[仕 様]

サイズ：約φ30×L115mm

重 量：約240g(電池含まず)

電 源：単4形アルカリ乾電池3本

注文コード

品 番

136-055-81 F008.22.822

標準価格

~~¥35,000~~

期間限定標準価格

¥28,000



下取り品がございましたら、**さらに特別割引**いたします。
下取り対象商品はメーカー、使用年数、状態等は問いません。

共通仕様

色温度：約5,000K±500K 演色評価数(CRI)：約82 LED寿命：約50,000時間

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000379
販 売 名：HEINE LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン

HEINE ファイバーオプティクス喉頭鏡ブレード

キャンペーン対象外

マッキントッシュ型

- ▶オートクレープ滅菌4000サイクルの耐久性があります
- ▶ウォッシャーディスインフェクターでの洗浄が可能です(超音波洗浄はできません)
- ▶ISO 7376(グリーンスタンダード)適合



注文コード	品番	サイズ	規格	標準価格	
136-050-41	F000.22.100	No.0	小児・新生児用	¥23,000	
136-050-51	F000.22.101	No.1	小児用	¥23,000	
136-050-60	F000.22.102	No.2	成人用ミニ	¥23,000	
136-050-71	F000.22.103	No.3	成人用スタンダード	¥23,000	
136-050-80	F000.22.104	No.4	成人用ラージ	¥23,000	
136-050-90	F000.22.105	No.5	成人用エクストララージ	¥26,000	

一般医療機器
届出番号:27B1X00024000048
販売名:喉頭鏡

HEINE XPディスプレイザブルブレード

キャンペーン対象外

1箱(25本入)

マッキントッシュ型

※未滅菌

- ▶軽量で耐衝撃性に優れたABS樹脂を採用
- ▶EOG滅菌可能
- ▶ISO 7376(グリーンスタンダード)適合

注文コード	品番	サイズ	規格	標準価格	
136-090-01	F000.22.762	No.2	成人用ミニ	¥19,500	
136-090-02	F000.22.763	No.3	成人用スタンダード	¥19,500	
136-090-03	F000.22.764	No.4	成人用ラージ	¥19,500	

一般医療機器
届出番号:27B1X00024000049
販売名:XPディスプレイザブルブレード

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東 京 支 店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363