

スターターセット キャンペーン

本体
+
ラベル

期間限定 2015年10月1日~12月29日

滅菌物のリコール対策に!



メディカルハンドラベラー



ラベルガン Premium





滅菌物のリコール対策は万全ですか？

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015「14.滅菌物のリコール(回収)」では、滅菌物の滅菌不良が疑われる場合の対策として、滅菌包装の外表面などに滅菌年月日・滅菌方法・滅菌ロット番号・使用滅菌器・作業者などを識別表示することを推奨しています。

プリンテックス メディカルハンドラベラー

Medical Hand Labeler

- ▶ 軽量で使いやすくコンパクトなデザイン。
- ▶ コストパフォーマンスに優れたシングル(一重)ラベル。
- ▶ 6種類のカラーラベルで用途別に対応。



注文コード	品番	セット内容	標準価格	特別価格
L92-001-31	B12/2616R/R/K.V20	本体 + カラーラベル(レッド)	¥31,800	▶ ¥19,800
L92-001-32	B12/2616R/B/K.V20	本体 + カラーラベル(ブルー)	¥31,800	▶ ¥19,800
L92-001-33	B12/2616R/Y/K.V20	本体 + カラーラベル(イエロー)	¥31,800	▶ ¥19,800
L92-001-34	B12/2616R/GN/K.V20	本体 + カラーラベル(グリーン)	¥31,800	▶ ¥19,800
L92-001-35	B12/2616R/O/K.V20	本体 + カラーラベル(オレンジ)	¥31,800	▶ ¥19,800
L92-001-36	B12/2616R/GY/K.V20	本体 + カラーラベル(グレー)	¥31,800	▶ ¥19,800

●本体サイズ: 約W60×L250×H125mm ●本体重量: 約360g ●ラベル入数: 1パック(1000枚×12巻入) ●インクロール1個付

フェイモス ラベルガンPremium


Label Gun Premium

- ▶ 患者への使用履歴管理(トレーサビリティ)のため、2重シール構造を採用していますので、使用後の記録・保管も簡単です。
- ▶ 9種類のラベルを使い分けることで、対象物の回収をより容易に！



2重シール構造

滅菌バッグから器械を取り出した後、ラベルのみを剥がすことができます。剥がしたラベルは、患者さんのカルテや記録帳に貼ることで、容易に保管でき、使用後のリコールに備えられます。



注文コード	品番	セット内容	ラベル	標準価格	特別価格
717-002-51	15.300.282PB	本体 + カラーラベル(ブルー)		¥104,000	▶ ¥65,000
717-002-52	15.300.283PR	本体 + カラーラベル(レッド)		¥104,000	▶ ¥65,000
717-002-53	15.300.284PG	本体 + カラーラベル(グリーン)		¥104,000	▶ ¥65,000
717-002-54	15.300.285PY	本体 + カラーラベル(イエロー)		¥104,000	▶ ¥65,000
717-002-55	15.300.286PO	本体 + カラーラベル(オレンジ)		¥104,000	▶ ¥65,000
717-002-56	15.300.287PGY	本体 + カラーラベル(ライトグレー)		¥104,000	▶ ¥65,000
717-002-57	15.300.288PW	本体 + カラーラベル(白色無地)		¥104,000	▶ ¥65,000
717-002-58	15.300.289PAC	本体 + インジケータ付ラベル(AC用)		¥107,000	▶ ¥65,000
717-002-59	15.300.171PEO	本体 + インジケータ付ラベル(EO用)		¥107,000	▶ ¥65,000

●本体サイズ: 約W60×L270×H120mm ●本体重量: 約440g ●ラベル入数: 1箱(750枚×12巻入) ●インクロール1個付

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363