

コールド関連製品

DIGEST

Cold Products Catalogue



シーンに合わせて効果的に使える便利なコールド製品シリーズ

温め&アイシングをトータルサポート!

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000400
販売名：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック



ホット&コールド コンフォートラップ

3つの特長

1

しっかりと固定・圧迫できるラップ

付属のコンプレッションベルトを使用して、しっかりと固定・圧迫できます。また、洗濯できるため、清潔に使用できます。

2

温めとアイシングの両方に、繰り返し使えるジェルパック

使用目的に応じたサイズを選べます。
-15℃まで凍らせても固くならないため体の曲面にフィットします。

3

体の様々な部位に多目的に使用可能

CALDERA ユニバーサルコンフォートラップは、肩、足首、ひじ、ひざ、太ももなど、ひとつのラップで様々な部位に対応可能です。

共通仕様

材質：(コンフォートラップ) ポリウレタン・ポリエステル



ユニバーサルS

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック、コンプレッションベルト(圧迫用)

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
N99-002-01	WR101	152.4×152.4mm	¥3,500

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
N99-003-05	GP602	ユニバーサルS用	1箱(8個入)	¥8,000



ユニバーサルM

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック、コンプレッションベルト(圧迫用)

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
N99-002-02	WR201	152.4×254mm	¥4,000

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
N99-003-03	GP402	ユニバーサルM、背中・腰・腹部用	1箱(6個入)	¥6,600



ユニバーサルL

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック、コンプレッションベルト(圧迫用)

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
N99-002-03	WR601	254×381mm	¥4,900

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
N99-003-04	GP502	ユニバーサルL用	1箱(6個入)	¥12,000



背中・腰・腹部用

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック×2、コンプレッションベルト（圧迫用）

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
N99-002-04	WR301	152.4×254mm	¥4,900

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
N99-003-03	GP402	ユニバーサルM、背中・腰・腹部用	1箱(6個入)	¥6,600



頭・首用

セット内容：コンフォートラップ（ゴムベルト付）、ジェルパック

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
N99-002-05	WR401	76.2×406.4mm	¥3,000

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
N99-003-01	GP102	頭・首用	1箱(6個入)	¥6,000



多目的用

セット内容：コンフォートラップ（ゴムベルト付）、ジェルパック

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
N99-002-06	WR501	114.3×266.7mm	¥3,000

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
N99-003-02	GP302	多目的用	1箱(6個入)	¥6,000



保護カバー付ジェルパック

セット内容：保護カバー、ジェルパック

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
N99-002-07	WR701	114.3×266.7mm	¥2,000

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
N99-003-02	GP302	多目的用	1箱(6個入)	¥6,000



一般医療機器
届出番号：27B1X00024000400
販売名：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

ホット&コールド コンフォートジェルパック

「温める」「冷やす」両方に対応!

- 電子レンジで直接温めることができます。(容器に入れる必要はありません)
- 繰り返し使用できます。
- 凍らせても硬くなりません。



GP102



GP602



GP302



GP402



GP502

ご使用方法

- 冷湿布** 冷凍室または冷凍庫で冷却してください。
※最低1時間冷却してください。
- 温湿布** 熱湯または電子レンジで温めてください。
※500～600W：約60秒
1000W：約30秒
温かさが足りない場合は10～20秒ずつ温めてください。
破裂する恐れがあるため、2分以上連続して温めないでください。

注文コード	品番	規格	サイズ	入数	標準価格
N99-003-01	GP102	頭・首用	76.2×406.4mm	1箱(6個入)	¥6,000
N99-003-05	GP602	ユニバーサルS用	152.4×152.4mm	1箱(8個入)	¥8,000
N99-003-02	GP302	多目的用	114.3×266.7mm	1箱(6個入)	¥6,000
N99-003-03	GP402	ユニバーサルM、背中・腰・腹部用	152.4×254mm	1箱(6個入)	¥6,600
N99-003-04	GP502	ユニバーサルL用	254×381mm	1箱(6個入)	¥12,000

MM[®] ホット・コールドパック

冷やせばソフトコールド
温めればホットパックに!



Size M



Size L

- “冷やす” “温める” の両用タイプ
- 保温性に優れたゲルを使用しているの
ゆるやかに常温に戻ります。
- 保温性ゲルにより凍らせても硬くなりません。
- 柔軟性があるので身体の各部位に
やさしくフィットします。
- 専用タオル地カバー付。

ご使用方法

冷湿布 冷凍室または冷凍庫で冷却してください。

温湿布 熱湯または電子レンジで温めてください。
※電子レンジをご使用の場合は容器にパックが
完全に浸るまで水を入れ加熱してください。

一仕様一

材質：ナイロン繊維

注文コード	品番	規格	サイズ	重量	標準価格
030-151-01	CS-CH-I 450A	M	約130×280mm	450g	¥1,000
030-151-02	CS-CH-I 700	L	約170×280mm	700g	¥1,200

一般医療機器
届出番号：27B1X0002400077
販売名：ホット・コールドパック

頭の形に ぴったりフィット!!

冷却持続時間 **1.6** 倍

※当社従来品比




約8~10時間冷却持続

(冷凍庫で8時間以上冷却した場合)

※使用環境により持続時間は異なります。

2層構造



フ.ラム こおりまくら

注文コード

標準価格

M70-001-13

¥960

— 仕様 —

サイズ：約290×180mm

重量：約916g



●タオルを巻いて適温は温度で使用して下さい。
●本品を畳したりぶついたりすると壊れることがあります。
●本品は食べられません。

村中医療器 株式会社



挿入口がワイドで
氷を簡単に入れることができます!

MM[®] ソフトアイスバッグ

※お湯 (50~60℃) を入れることにより、温湿布として使用できます。




固定ベルト装着例

冷却したい患部にぴったりフィット



広口タイプ
(φ60mm)

挿入口内径



一 仕 様 一

【ソフトアイスバッグ】

材 質：(表面)ポリエステル
(内面)TPU
(キャップ)ポリプロピレン

【固定ベルト】

材 質：SBR

スター柄	注文コード	品 番	規 格	サイズ	標準価格
	502-028-21	FB-306B-JP-046	小	φ150mm	¥1,500
	502-028-22	FB-309B-JP-046	中	φ210mm	¥1,800
	502-028-23	FB-311B-JP-046	大	φ250mm	¥2,100
	別売品：固定ベルト				
	502-028-10	BD-001	105×720mm		¥1,200

■広口タイプ

ブルー無地	注文コード	品 番	サイズ	標準価格
	502-028-24	JP-046-001	φ220mm	¥1,500
	別売品：固定ベルト			
	502-028-25	BD-004-N	95×640mm	¥1,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363