


# 感染対策用診察スタンド フレーム ドロップレットブロッカー™

診察、検体採取時の飛まつを防ぎ、医療従事者の感染リスクを低減します。

監修

医療法人健育会 西伊豆健育会病院  
病院長：仲田和正 先生

飛まつから医療従事者を守ります。



## 口腔内検体採取時に



## 聴診時に




## 鼻腔内検体採取時に



# 感染対策用診察スタンド 7.7AM ドロップレットブロッカー



シールドフレームに差し込むだけで脱着可能



弓なり形状



シールドパネルは患者さんの上半身を覆う「弓なり形状」になっているため、飛まつを遮蔽しつつ診察時の手元空間を確保できます。

車いすの患者さんにも対応したH型ベース



H型ベース  
φ50mmキャスター  
全輪ストッパー付

高さ調節可能



## 製品仕様

- フレームサイズ：W675×H620mm
- ベースサイズ：W680×D560mm
- 全長：約H1220～1610mm
- 材質：(シールドフレーム)ステンレス  
(シールドパネル)硬質塩化ビニル  
(インサート部)アルミニウム
- キャスター：φ50mm、全輪ストッパー付
- 付属品：ボルトセット、組立用六角レンチ

## 7.7AM ドロップレットブロッカー

注文コード	品番	標準価格
080-100-05	DB-2003B	¥60,000

### 補充品：シールドパネル

注文コード	品番	標準価格
080-100-06	DB-OP1	¥8,000

●サイズ：W900×H600mm


## シールドパネルの取り扱いについて

- パネル部の清掃は、次亜塩素酸水を噴霧し清拭していただくことをお勧めします。
- パネル部の劣化、損傷の際は、交換用シールドパネルをご購入ください。



ドロップレットブロッカー  
導入施設様の  
インタビュー動画  
公開中

# 感染対策用診察スタンド ﾌﾟﾗﾑ ドロップレットブロッカー 静注台タイプ



## 製品仕様

- フレームサイズ：W675×H760mm
- ベースサイズ：φ470mm
- 全長：約H1360～1760mm
- 材質：(シールドフレーム)ステンレス  
(シールドパネル)硬質塩化ビニル  
(インサート部)アルミニウム  
(手台部)ビニールレザー  
(脚部)ポリプロピレン
- 付属品：ボルトセット、組立用六角レンチ

## シールドパネルの取り扱いについて

- パネル部の清掃は、次亜塩素酸水を噴霧し清拭していただくことをお薦めします。
- パネル部の劣化、損傷の際は、交換用シールドパネルをご購入ください。

## ﾌﾟﾗﾑ ドロップレットブロッカー 静注台タイプ

注文コード	品番	カラー	標準価格
080-100-07	DB-2004IG	グリーン	¥64,000
080-100-08	DB-2004IP	ピンク	¥64,000

## 別売品：ﾌﾟﾗﾑ 便利トレイ

注文コード	品番	標準価格
080-006-04	PR-791	¥6,500

- サイズ：W205×D160×H35mm ●樹脂クランプ付

## 補充品：静注台タイプ用シールドパネル

注文コード	品番	標準価格
080-100-09	DB-OP03	¥9,800

- サイズ：W900×H750mm

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



## 村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360  
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641  
東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122  
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501  
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116  
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930  
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363