

気管挿管時の 飛沫対策に

全面透明

ディスポーザブル飛沫対策シールド

エアロバルガード

Aerosol Guard

医療従事者の視野を妨げない構造

喉頭鏡使用例



蘇生バッグ使用例



セット内容

ここに目印●を合わせます。

本体に貼り付ける
目印付

両面テープ

ドレープ

本 体

【使用方法】

- ① ドレープの目印●を本体上部の中央に合わせます。
- ② 両面テープの台紙を外し、本体上部・下部に貼り付けます。

エアロバルガード

注文コード	入 数	標準価格
H47-777-01	1箱(10セット入)	¥48,000

●サイズ：(本体)約W315×H540mm (ドレープ)1500×800mm

●材 質：(本体)PET (ドレープ)ポリエチレン

●セット内容：本体×10、ドレープ×10

※未滅菌

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

東 京 支 店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363