

細孔部の破損、残留物の確認に



- 内視鏡をはじめとする再使用可能医療機器(RMD)の内腔部を詳細に観察でき、破損や洗浄不良による汚染残渣の有無を確認できます。
- プローブおよびカメラ径は、1.7mmおよび2.1mmの2タイプをラインアップ。検査対象に応じて選択可能です。
- PCやスマートフォンとの接続により、現場での即時確認・記録が可能です。



	1.7mm ルーメン スコープセット	2.1mm ルーメン スコープセット
注文コード	502-088-01	502-088-02
品番	MVW00102	MVW00101
外径	約φ1.7mm	約φ2.1mm
長さ	約2.1m	約1.6m
水の有害な浸入又は微粒子状物質の有害な侵入に対する保護等級	(本体プロセッサ)IP20	(コネクタ部を除くスコープ)IPX7相当(自社試験)
接続可能機器	Windows PC・Androidスマートフォン	



※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。