

HUNTLEIGH

超音波胎児心音計 ソニケイド

原寸大

(W75×D33×H140mm)

コンパクトな設計で
持ち運びに便利です



大きく見やすいディスプレイ
分かりやすい心拍数表示

ノイズを低減した
クリアなサウンドを実現

ウォータープルーフ仕様の
プローブでお手入れ簡単

HUNTLEIGH

超音波胎児心音計 ソニケイド



SR2

2MHz

(目安：妊娠10～40週)



SR3

3MHz

(目安：妊娠8～28週)



コンパクトな設計で 持ち運びに便利な 超音波胎児心音計

- 大きく見やすいディスプレイ、分かりやすい心拍数表示
- ノイズを低減したクリアなサウンドを実現
- ウォータープルーフ仕様のプローブ*でお手入れ簡単

*…プローブのみウォータープルーフ仕様

- サイズ：W75×D33×H140mm
- 重 量：約330g(プローブ・電池含む)
- 電 源：DC3V(1.5V単3形アルカリ乾電池 2本)(付属)
- 胎児心拍数(BPM)：(スタンダードモード)4拍の平均から算出
(スムーズモード)8拍の平均から算出
(マニュアルモード[手動])10拍の平均から算出
- 機 能：オートオフ機能、15分アラーム機能、心音録音機能
- 付属品：超音波検査用ゲル、キャリーバッグ

注文コード	品 番	規 格	標準価格
M80-000-20*	SR2	2MHz(目安：妊娠10～40週)	¥198,000
M80-000-21*	SR3	3MHz(目安：妊娠8～28週)	¥198,000

補充品：アクアソニック100ゲル

注文コード	品 番	容 量	標準価格
M00-000-05	01-02	60g	¥500

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

*管理医療機器
特定保守管理医療機器
認証番号：302ADBZX00072000
販 売 名：胎児超音波心音計 ソニケイド

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

P2102.5000