

コールド関連製品

# DIGEST

Cold Products Catalogue



シーンに合わせて効果的に使える便利なコールド製品シリーズ

温め&アイシングをトータルサポート!

一般医療機器  
届出番号：27B1X00024000400  
販売名：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック



# ホット&コールド コンフォートラップ

## 3つの特長

1

### しっかりと固定・圧迫できるラップ

付属のコンプレッションベルトを使用して、しっかりと固定・圧迫できます。また、洗濯できるため、清潔に使用できます。

2

### 温めとアイシングの両方に、繰り返し使えるジェルパック

使用目的に応じたサイズを選べます。  
-15℃まで凍らせても硬くならないため体の曲面にフィットします。

3

### 体の様々な部位に多目的に使用可能

CALDERA ユニバーサルコンフォートラップは、肩、足首、ひじ、ひざ、太ももなど、ひとつのラップで様々な部位に対応可能です。

共通仕様

材質：(コンフォートラップ) ポリウレタン・ポリエステル



## ユニバーサルS

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック、コンプレッションベルト(圧迫用)

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
<b>N99-002-01</b>	WR101	152.4×152.4mm	<b>¥3,500</b>

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
<b>N99-003-05</b>	GP602	ユニバーサルS用	1箱(8個入)	<b>¥8,000</b>



## ユニバーサルM

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック、コンプレッションベルト(圧迫用)

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
<b>N99-002-02</b>	WR201	152.4×254mm	<b>¥4,000</b>

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
<b>N99-003-03</b>	GP402	ユニバーサルM、背中・腰・腹部用	1箱(6個入)	<b>¥6,600</b>



## ユニバーサルL

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック、コンプレッションベルト(圧迫用)

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
<b>N99-002-03</b>	WR601	254×381mm	<b>¥4,900</b>

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
<b>N99-003-04</b>	GP502	ユニバーサルL用	1箱(6個入)	<b>¥12,000</b>



## 背中・腰・腹部用

セット内容：コンフォートラップ、ジェルパック×2、コンプレッションベルト（圧迫用）

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
<b>N99-002-04</b>	WR301	152.4×254mm	<b>¥4,900</b>

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
<b>N99-003-03</b>	GP402	ユニバーサルM、背中・腰・腹部用	1箱(6個入)	<b>¥6,600</b>



## 頭・首用

セット内容：コンフォートラップ（ゴムベルト付）、ジェルパック

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
<b>N99-002-05</b>	WR401	76.2×406.4mm	<b>¥3,000</b>

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
<b>N99-003-01</b>	GP102	頭・首用	1箱(6個入)	<b>¥6,000</b>



## 多目的用

セット内容：コンフォートラップ（ゴムベルト付）、ジェルパック

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
<b>N99-002-06</b>	WR501	114.3×266.7mm	<b>¥3,000</b>

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
<b>N99-003-02</b>	GP302	多目的用	1箱(6個入)	<b>¥6,000</b>



## 保護カバー付ジェルパック

セット内容：保護カバー、ジェルパック

注文コード	品番	ジェルパックサイズ	標準価格
<b>N99-002-07</b>	WR701	114.3×266.7mm	<b>¥2,000</b>

■補充品：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

注文コード	品番	規格	入数	標準価格
<b>N99-003-02</b>	GP302	多目的用	1箱(6個入)	<b>¥6,000</b>



一般医療機器  
届出番号：27B1X00024000400  
販売名：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

# ホット&コールド コンフォートジェルパック

「温める」「冷やす」両方に対応!

- 電子レンジで**直接**温めることができます。(容器に入れる必要はありません)
- 繰り返し使用できます。
- 凍らせても硬くなりません。



GP102



GP602



GP302



GP402



GP502

## ご使用方法

**冷湿布** 冷凍室または冷凍庫で冷却してください。  
※最低1時間冷却してください。

**温湿布** 熱湯または電子レンジで温めてください。  
※500～600W：約60秒  
1000W：約30秒  
温かさが足りない場合は10～20秒ずつ温めてください。  
破裂する恐れがあるため、2分以上連続して温めないでください。

注文コード	品番	規格	サイズ	入数	標準価格
<b>N99-003-01</b>	GP102	頭・首用	76.2×406.4mm	1箱(6個入)	<b>¥6,000</b>
<b>N99-003-05</b>	GP602	ユニバーサルS用	152.4×152.4mm	1箱(8個入)	<b>¥8,000</b>
<b>N99-003-02</b>	GP302	多目的用	114.3×266.7mm	1箱(6個入)	<b>¥6,000</b>
<b>N99-003-03</b>	GP402	ユニバーサルM、背中・腰・腹部用	152.4×254mm	1箱(6個入)	<b>¥6,600</b>
<b>N99-003-04</b>	GP502	ユニバーサルL用	254×381mm	1箱(6個入)	<b>¥12,000</b>

# MM® ホット・コールドパック

冷やせばソフトコールド  
温めればホットパックに!



Size L

Size M

一仕様一

材質：(パック)ナイロン繊維

- “冷やす” “温める”の両用タイプ
- 保温性に優れたゲルを使用しているのでゆるやかに常温に戻ります。
- 保温性ゲルにより凍らせても硬くなりません。
- 柔軟性があるので身体の各部位にやさしくフィットします。
- 専用タオル地カバー付。

ご使用方法

**冷湿布** 冷凍室または冷凍庫で冷却してください。

**温湿布** 熱湯または電子レンジで温めてください。  
※電子レンジをご使用の場合は容器にパックが完全に浸るまで水を入れ加熱してください。

注文コード	品番	規格	サイズ	重量	標準価格
030-151-01	CS-CH-I 450A	M	約130×280mm	450g	¥1,200
030-151-02	CS-CH-I 700	L	約170×280mm	700g	¥1,400

一般医療機器  
届出番号：27B1X0002400077  
販売名：ホット・コールドパック

# MM® コールドパック

どこでも瞬時にコールドパックに!

- 瞬時に冷却パックとして使用可能です。
- ディスポーザブルなので様々な場所や用途での使用が可能です。
- 冷蔵庫での保管は不要です。



ご使用方法

内袋を握りつぶし上下に数回振ってご使用ください。



一仕様一

サイズ：約155×230mm  
重量：約260g(1個あたり)  
入数：1箱(12個入)

注文コード	品番	標準価格
030-151-13	CS-IC-IIU 260	¥2,000

一般医療機器  
届出番号：27B1X00024000291  
販売名：コールドパック

# COOLPACK


ほどよい冷たさで、心地よく冷却します。



腕使用时



膝使用时



専用タオル地カバー使用时

- 様々な部位の冷却に。
- 運動後のクールダウンにも。
- 冷凍庫で冷やしても、中身は完全には硬くなりません。
- 専用タオル地カバー付

注文コード	品番	標準価格
030-151-06	CS-CP-I 700J	¥1,200
— 仕様 —		
サイズ：約180×280mm		
材質：(専用タオル地カバー) ポリエステル100%		

## 頭の形にぴったりフィット!!

- 冷却持続時間1.6倍。\*1
  - 繰り返し使えます。
  - 約8～10時間冷却持続。  
(冷凍庫で8時間以上冷却した場合)\*2
- \*1：当社従来品比  
\*2：使用環境により持続時間は異なります。

## フワム こおりまくら

注文コード	標準価格
M70-001-13	¥960

— 仕様 —  
サイズ：約290×180mm  
重量：約916g



挿入口がワイドで  
氷を簡単に入れることができます!

# MM<sup>®</sup> ソフトアイスバッグ

※お湯 (50~60℃) を入れることにより、温湿布として使用できます。




固定ベルト装着例

冷却したい部位にぴったりフィット



広口タイプ  
(φ60mm)


挿入口内径




一仕様一

【ソフトアイスバッグ】  
材質：(表面)ポリエステル  
(内面)TPU  
(キャップ)ポリプロピレン

【固定ベルト】  
材質：SBR

スター柄	注文コード	品番	規格	サイズ	標準価格
	<b>502-028-21</b>	FB-306B-JP-046	小	φ150mm	¥1,500
	<b>502-028-22</b>	FB-309B-JP-046	中	φ210mm	¥1,800
	<b>502-028-23</b>	FB-311B-JP-046	大	φ250mm	¥2,100
	別売品：固定ベルト				
	<b>502-028-10</b>	BD-001		105×720mm	¥1,200

## ■広口タイプ

ブルー無地	注文コード	品番	サイズ	標準価格	
	<b>502-028-24</b>	JP-046-001	φ220mm	¥1,500	
	別売品：固定ベルト				
	<b>502-028-25</b>	BD-004-N		95×640mm	¥1,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

**Muranaka**  
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

**村中医療器 株式会社**

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360  
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641  
東 京 支 店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122  
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501  
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116  
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930  
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363