

# 静脈注射トレーニング用モデル



リアルで耐久性のある素材を使用した静脈注射練習器具



品番 P50/1

重量 3.2kg

寸法 74x19x14cm



ドイツ3B社が設計・品質管理  
しています

静脈注射練習用モデルで、実物の質感に近く作られています。皮膚には独自のシリコン素材、SKIN/like™を使用、注射跡が目立ちません。特殊素材の血管は穿刺箇所から液が漏れず、何度も使用できます(20~21ゲージ針使用)。模擬血液はボトルから自由落下で供給され、連続で採血できます。汚れに強く洗浄し易いため、グループ訓練にも最適です。

次の事が実習できます

- ・ 静脈注射
- ・ 末梢静脈の穿刺(尺側皮静脈, 橈側皮静脈, 肘正中皮静脈, 手(背静脈網))
- ・ 翼状針の位置決め

製品内容

- ・ トレーニングアーム1個
- ・ 輸液ボトル1本(チューブロック用クリップ, Y字型チューブコネクター付き)
- ・ スタンド1台
- ・ 3B Scientific®濃縮模擬血液1瓶(250ml)
- ・ プラスチック製カップ1個
- ・ 使い捨てシリンジ1本
- ・ 注射針2本(推奨サイズ: 20番および21番ゲージ)
- ・ 交換用の静脈セット2個(透明チューブコネクター2個, チューブロック用クリップ2個付き)
- ・ タルクパウダー1缶

旧型(P50)をご使用中のお客様へ

新型へのアップデートキットをご用意しております。詳細は以下のページをご確認ください。

P50 輸液セット・アップデートキット(XP50-004)

説明書の記載言語: 日本語・英語・ドイツ語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・イタリア語

説明書ダウンロードページへ

3B SKIN/like™の使用で本物のような皮膚を再現

モデル用人工皮膚においても我々は大きな進歩を遂げました。3B SKIN/like™のマークが入った製品は弊社独自の高品質新素材を使用し、革新的な製造プロセスにより生産されています。その仕上がりはまるで本物そのもの。第一級の質感です。シミュレーション学習時の現実感が極めて高く、技能修得の効果が大きく向上します。


## 製品の詳細



本物のような柔らかい皮膚



外観もリアルに再現



針跡が目立たないので反復練習が可能



手背静脈網



橈側皮静脈など



尺側皮静脈など

## 関連した製品



上肢血管付モデル  
上肢の血管の走行を分かりやすく再現したモデルです。



受付時間: 平日 午前9時～午後5時30分  
ユーザー様お問合せ電話番号: 0120-300-056  
販売店様お問合せ電話番号: 025-282-3228  
FAX: 025-282-3229

〒950-1135 新潟県新潟市江南区曾野木2丁目5番18号

Copyright © 1997 Nihon 3B Scientific, Inc, All Rights Reserved.